

GYNEMED

Distribué par:
GYNEMED GmbH & CO. KG
Lübecker Straße 9 - DE-23738 Lensahn
Telefon + 33 6 07 53 20 22 - france@gynemed.de

ABV+ / ABS+

Conteneur d'azote liquide pour une conservation à -196°C



- Conteneur en Aluminium
- Pour une conservation longue durée de l'azote
- Possibilité d'adapter une structure sur roulettes pour plus de sécurité
- Différents modes de stockage disponibles (pour vials, paillettes, etc...)
- Très bonne isolation et sous vide
- Fournit avec des canisters (de 6 à 10), individuels CryoBiostorage pour un stockage optimisé
- Capacités de 4 à 150L
- En option: le système de surveillance de niveau d'azote et transmission d'alarme via SMS: le CNA-LN2 Niveau

Détails techniques

Modèle		ABV4+	ABV12+	ABV15+	ABV35+	ABV47+	ABV48+	ABS75+	ABS100+	ABS150+
Contenance	[l]	3,73	12,4	20	35	38	43,5	73	81	147
CryoBioStorage nombre de canisters	[pcs]	6	6	6	10	10	10	4	6	6
Hauteur des canisters	[mm]	120	270	270	280	280	280	281	281	281
Capacité de stockage Cassettes	[pcs]	72	72	246	460	500	500	960	1440	1440
Rangement:		/	24	72	160	190	190	336	504	504
- gobelets de 12 mm		30	48	144	320	380	380	672	1008	1512
- visotubes		/	144	432	960	1140	1140	2016	3024	4032
- visotubes en étoile		/	/	/	/	20	20	32	48	72
Evaporation statique	[l/24 h]	0,13	0,10	0,23	0,25	0,25	0,29	0,69	0,73	0,74
Capacité à garder la Température (en statique)	[jours]	33	124	54	130	120	144	107	110	196
Poids à vide	[kg]	4,5	9	12,0	17,7	17,3	24	30	31,8	39
Poids à charge	[kg]	7,5	19	28,2	46,0	47,5	57	90	97,4	150
Hauteur ext.	[mm]	405	630	615	681	681	710	740	731	910
Diamètre ext.	[mm]	248	308	396	478	478	468	590	683	685
Diamètre du Goulot	[mm]	50	50	91	119	127	120	216	216	216



CNA15

Le CNA15 est le système de surveillance relié au container assure une traçabilité du niveau d'azote en déclenchant une alarme. L'écran LCD sur le boîtier donne les informations en temps réel. Le boîtier dispose d'une sortie permettant de le connecter à un système d'alarme centralisé (Ex : DataSure de Planer) pour une transmission de l'alarme via Mail, SMS ou appel téléphonique.

Autres accessoires:

- système de roulettes
- Gobelet, Visotubes de toutes les couleurs
- Clips d'identification pour supports métalliques(support pour vials)

