

GYNEMED

Helps when others fail



www.gynemed.de/fr/



Gamme de produits Gynemed

- Milieux uniques
- Traitement du sperme
- Traitement des ovocytes
- Milieux de Cryopréservation
- Consommables FIV
- Gamme de plastiques
- Consommables de diagnostique
- Appareillages de Laboratoire

Vos contacts



Laurence Rivain

International sales and Marketing manager

laurence.rivain@gynemed.de

Portable: +49 151 74 22 81 41



Bénédicte Weiss

Senior clinical embryologist (ESHRE)
Sales manager France and A.R.T scientific support

benedicte.weiss@gynemed.de

Portable: + 33 6 07 53 20 22



François-Xavier Legrand

Responsable technique France

francois.legrand@gynemed.de

Portable: + 33 6 31 20 82 35

Milieux uniques



SpermMobil

Activation des spermatozoides

CultActive

Supplément de Calcium pour les échecs de fécondation ou pauci-fécondation

Bromelain in Dulbecco's PBS

Milieu de liquefaction pour spermes visqueux

Collagenase

Milieu de digestion du tissus conjonctif pour TESE et mTESE

Traitement du sperme



SpermAir

Milieu de lavage pour spermés (Hepe's)



SpermActive

Milieu de lavage pour spermés (incubation sous CO₂)



PVP

Diminution de la mobilité pour ICSI
(5 x 0.2 ml et 1 ml)



Gradient 100%/ 90%/ 45%

Milieu Hepe's
gradients de densité

Traitement des ovocytes



Flush

Ponction ovocytaire



Hyaluronidase

Dénudation



Mineral Oil

Huile minérale



Wash



Cult

Milieu Hepe's + bicarbonate - recueil ovocytaire et ICSI
avec ou sans Gentamycin et rouge de Phénol (incubation sous CO₂)

Milieu de culture prêt à l'emploi
avec ou sans rouge de phénol

Milieux de Cryopréservation



VitriStore

Vitrification et warming des
Embryons et Blastocystes

GentleVit

Vitrification et warming des
Ovocytes, Embryons et Blastocystes

SpermStore

Milieu de congélation
pour sperme

Consommables FIV



DENU-Tips

Pipettes de dénudation
Sans Bisphénol A



Micropipettes

Holding

ICSI

Biopsies

Hatching



Aiguilles de
ponction personnalisées
double ou simple lumen


Avec ou sans flushing

Longueurs de tubulures personnalisables

Incassables

Stérilisées rayon Gamma

Consommables FIV



ZyMöt

Constitue une nouvelle alternative à la préparation conventionnelle des spermatozoïdes



SpermVD

Un nouvel outil pour la congélation rapide des spermatozoïdes en micro-gouttes.




Kit d'insémination

Un Kit complet pour insémination Intra-utérine

Gamme de plastique

BIA Finding better ways



Boites de culture

Tubes

Pipettes

Réceptacles

Autres produits



Consommable de diagnostique



SemenStain

Coloration morphologie

SemenVit

Coloration vitalité

SemenLeu

Coloration Leucocytes

SemenHos

Hypo-osmotique
Swelling Test



SemenMar - SemenIgA - SemenIgG

Test Anticorps - contrôles positif et négatif disponibles



Lames de comptage

2 ou 5 puits - 20 µm



Accu-Beads

CQI-concentration de sperme
(2 ou 3 niveaux)

Appareillages de Laboratoire


Micromanipulation

NARISHIGE



TrakJector

Micromanipulateurs pour ICSI



NARISHIGE

Micromanipulateurs pour ICSI -
Takanome/ Setagaya



Table Anti Vibration

Réduit de 98% les vibrations

Appareillages de Laboratoire



Lykos - Zilos-tk

Lasers



CEROS - IVOS

Systèmes CASA



Oosight Imaging

Visualisation du fuseau
achromatique et de
la zone pellucide



ZAND'Air

Système de filtration
haute performance
pour laboratoire



AD3100GC - Cube

Incubateur 4 tiroirs



SCA - SMA Serie

Incubateur à CO₂ ou
multigaz à chaleur directe



Time-Lapse - CCM-iBIS

Incubateur 9 chambres
avec système
d'acquisition d'image
en culture prolongée



Bench-Top - EC6S-MD

Incubateur 6 chambres
trigaz

Appareillages de Laboratoire




Bench-Top MN-2

Mini-incubateur
de table



CT37 stax

Incubateur 6 tiroirs
gaz pré-mixé



Cryo Freezers

Appareil de congélation -
Small, Medium, Large

Depuis 1998, Gynemed se consacre au développement, à la fabrication et à la distribution de produits médicaux de haute qualité pour la Médecine de la Reproduction. Dans notre catalogue, vous trouverez exclusivement des produits répondants aux normes et exigences de la plus haute qualité et reposants sur les derniers développements scientifiques.

En plus de la gamme de milieux et de consommables, Gynemed, en constante expansion, propose une large gamme d'appareillages de laboratoire et de consommables de marques renommées telles que Hamilton Thorne (USA), Planer (Angleterre), BIRR (Pays-Bas) et Astec (Japon) incluant le service et la maintenance.

Service et maintenance de tous nos appareils, devis personnalisable sur demande pour d'autres types d'appareils et de services.

GYNEMED

a Hamilton Thorne Ltd. company

Gynemed GmbH & Co. KG

Lübecker Straße 9

23738 Lensahn

Germany

Tel.: +49 (0) 4363 90 32 90

Fax: +49 (0) 4363 90 32 9-19

france@gynemed.de

www.gynemed.de/fr/

